

鈣離子感應器

CA-BTA

範圍（濃度）：1 至 40,000 mg/L（或 ppm）

再現性（精確度）：完整刻度的±10%（校正 10 至 1000 mg / L）

干擾離子：Pb²⁺、Hg²⁺、Si²⁺、Fe²⁺、Cu²⁺、Ni²⁺、NH₃、Na⁺、Li⁺、Tris⁺、K⁺、Ba²⁺、Zn²⁺、Mg²⁺

pH 範圍：2-8（無 pH 補償）

溫度範圍：0-40°C（無溫度補償）

電極斜率：25°C時+26±2 mV /十進位

電極電阻：100MΩ

最小樣本量：必須浸沒 2.8 cm（1.1 英寸）

近似校準電壓：1.9 V（1000 mg/L），1.5 V（10 mg/L）

